



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Άρτα 22-4-15
Αριθμ.6398

Γραφείο : Προμηθειών –Διαχείριση
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361127
Fax : 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της **29-4-15** ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών –Διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :

- 1.Πεδίο V για ορθοπ/κα επεμβάσεις.200x260 cm περίπου.
2. Τολύπια μαιευτικά ακτινοσκοιερά 8x8
3. Τολύπια ακτινοσκοιερά μαιευτικά 40x40
4. Βελόνες Steinman 4mm Διαμ. Μήκους 230 mm περίπου με άκρο και τροκάρ .
5. Βελόνες πλύσεως δακρυϊκών οδών μιας χρήσεως N 26G (κυρτές).
6. Σύρμα σε βέργα με θηλιά 1,2 mm περίπου.
7. Πάνες βρακάκια νεογνών 3-5 κιλά.
8. Ακίδες για λήψη αίματος με επικάλυμμα αποστειρωμένα 21G.
9. Ακίδες για λήψη αίματος με επικάλυμμα αποστειρωμένα 23G.
- 10.Δίσκοι (λάμες) για γυψοπρίνο χωρίς πλαστικό στο κέντρο διαμέτρου περίπου 5,5cm.Να σταλεί δείγμα.
- 11.Τροχός για μηχανήματα κοπής γαζών.
- 12.Στηθοσκόπιο διοισοφάγειο απλό-λείο εξευγενισμένο θερμοευαίσθητο υλικό.Με λεπτό μπαλόνι για υψηλή ακουστική δυνατότητα. Με Luer Lock ή με προσαρμογέα στηθοσκοπίου. Ειδικό κατάλληλο υλικό για ατραυματική εισαγωγή μιας χρήσεως. Μεγέθη 9 fr - 12 -18 fr - 24 fr.
- 13.Φίλτρα για την αντλία βρογχοαναρρόφησης τύπου RVTM -20 1000MBAR.Να είναι μιας χρήσης.
- 14.Adaptor κατάλληλοι για την εφαρμογή ενισχυτή sterrad με με διαστάσεις 6 mm.
15. Ταμπόν μαιευτικό 7cm 4 play x100
- 16.Βραχιολάκια -ταυτότητες ενηλίκων.
- 17 Πεδία αποστειρωμένα χ/κα 50x60 0,27 α) με οπή 50x60 περίπου β) χωρίς οπή 75x90 περίπου.
18. Α) Νάρθηκες σημείου φλεβοκέντησης S,B) Νάρθηκες σημείου φλεβοκέντησης Μ.
19. Απολυμαντικά αναβράζοντα δισκία χλωρίου.
20. Κυκλώματα αναπνευστήρων απλά, χωρίς υδατοπαγίδες. Να διαθέτουν συνδετικό Υ, να είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης. Να έχουν ένδειξη latex free. Το μήκος να κυμαίνεται 1.80-2.0 m περίπου .
21. Προεκτάσεις ορών χαμηλών πιέσεων 3 max μήκους 1.80 m με συνδέσεις luer – lock περίπου.
- 22.Α) Καλώδια εγκεφαλογραφήματος χρυσού κυανίου 10 mm με οπή 2mm 142 έκαστο
Β) Κρέμα προετοιμασίας σημείων επαφής .Για μηχανήματα μελέτης ύπνου SOMNO SCREEN.
23. Χαρτί καταγραφής για αποδινωτή Nihon KOHDEN BG 763 V 50mm X 100mm
- 24.Ενδοτραχειακοί σωλήνες με Cuff **No 3** , (Τραχειοσωλήνες μ. χ. με CAFF .Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που να μην τραυματίζει αλλά και να μην κάμπτεται να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκοιερή γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον οδηγό (PILOT), πλήρωσης του CAFF , Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να αναγράφεται το νούμερο του .Το caff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση .Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται. Η βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να μην ξεφουσκώνει μόνο του το CAFF , για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα.)
- 25 Ε νδοτραχειακοί σωλήνες με Cuff **No 2.5** , (Τραχειοσωλήνες μ. χ. με CAFF .Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που να μην τραυματίζει αλλά και να μην κάμπτεται να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκοιερή γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον οδηγό (PILOT), πλήρωσης του CAFF , Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να αναγράφεται το νούμερο του .Το caff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν

επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση .Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται. Η βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να μην ξεφουσκώνει μόνο του το CAFF , για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα.) .

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις **30/4/2015 Πέμπτη** και ώρα **10:30 π.μ** θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

